

Bota de Caminhada com **Suportes Laterais Rígidos**

Tabela de medidas:



Shoe size

XS	< 35
S	35 - 38
M	39 - 43
L	44 - 47
XL	> 47

Manutenção:

Produto lavável segundo as condições indicadas neste folheto e na rotulagem.
Sapato totalmente amovível para a lavagem.
Lavagem do sapato à mão, com água fria.
Lavagem da parte rígida com um pano húmido.
Escorrer através depressão. Secar longe de uma fonte de calor (radiador, sol...).
Não utilizar detergentes, amaciadores ou produtos agressivos (produtos com cloro...).

Precauções:

Verificar a integridade do dispositivo antes de cada utilização. Não utilizar se o dispositivo estiver danificado.
É recomendado que um profissional de saúde realize a supervisão da primeira aplicação. Manter-se e mestrita conformidade com a prescrição e o protocolo de utilização recomendado pelo seu profissional de saúde.
Não colocar o dispositivo em contacto direto com o corpo gorduroso (pomada, creme...). Não colocar o dispositivo em contacto direto com um curativo. Em caso de desconforto, de grande incómodo, de dor, de variação de volume do membro, de sensações anormais ou de alteração da cor das extremidades, retirar o dispositivo e consultar um profissional de saúde.
Não expor o produto a temperaturas extremas (>60°C). É recomendado o aperto do dispositivo de forma adequada para garantir uma imobilização sem a limitação da circulação sanguínea. No caso de sensações anormais, desapertar as fitas e/ou esvaziar células de ar e consultar um profissional de saúde.
Por motivos de higiene e de desempenho, não reutilizar o dispositivo para um outro paciente. Se o dispositivo entrar em contato com a água, secar a parte têxtil e enxugar bem a parte rígida com um tecido seco.
Uma imobilização prolongada pode, eventualmente, provocar uma perda de tónus muscular.
Durante a retoma da marcha, ficar atento ao risco de queda.
Este produto é um dispositivo médico de classe I segundo o regulamento europeu 745/2017.

Efeito colateral indesejado:

Quaisquer incidentes graves relacionados com o dispositivo devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou doente reside.

Fabricante:

THUASNE
120 rue Marius AUFAN 92300 Levallois – Perret - France

